

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Veph1 Para Wb, Elisa - Q14D04

Número de artículo: CM0031080

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo VEPH1 validado para WB, ELISA. Reacciona con VEPH1 humano y de ratón, una proteína de membrana que inhibe las vías de señalización TGF-beta, FOXO, Hippo y Wnt. Ideal para investigación IVD y suministro a granel.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	VEPH1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	MELT; VEPH; VEPH1
Especie	Humano
GeneID (humano)	79674
GeneID	79674
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 448-547 de VEPH1 humano (NP_078897.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q14D04
Peso Proteico	95kDa
Envío	Bolsa de hielo