

Anticuerpo Monoclonal Anti-Versican Para Wb, Elisa - P13611

Número de artículo: CM0002539

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Versican humano (CSPG2). Adecuado para WB y ELISA; reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Inmunógeno recombinante que se asigna a los aa 3200-3396. Ideal para la investigación de la matriz extracelular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Versican Rabbit mAb
Observaciones/Alíase	WGN; ERVR; GHAP; PG-M; WGN1; CSPG2; Versican
Especie	Humano
GeneID	1462
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 3200-3396 del Versican humano (P13611)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P13611
Peso Proteico	373kDa
Envío	Bolsa de hielo