

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Versicano Para Wb, If-P, Elisa - P13611

Número de artículo: CM0022046

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra versicano validado para WB, IF-P y ELISA. Detecta el versicano humano, de ratón y de rata (373 kDa). Ideal para la investigación de la matriz extracelular, la motilidad celular y la diferenciación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra versicano
Observaciones/alias	WGN; ERVR; GHAP; PG-M; WGN1; CSPG2; Versicano
Especie	Humana
GeneID (humano)	1462
GeneID	1462
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1400-1586 del versicano humano (NP_004376.2).
Fuente	Ovejuna
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P13611
Peso de la proteína	373 kDa
Envío	Bolsa de hielo