

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Vgll3 Para Wb Y Elisa - A8Mv65

Número de artículo: CM0016183

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra el cofactor de transcripción humano VGLL3. Validado para Western blot (WB) y ELISA, con reactividad frente a rata. Ideal para estudios de regulación génica placentaria y desarrollo de ensayos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	VGLL3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	VGL3; VGL-3; VGLL3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	389136
GeneID	389136
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Rata
SWISS	A8MV65
Peso molecular de la proteína	36kDa
Envío	Bolsa de hielo