


Anticuerpo Policlonal Anti-Vgll4 Para Wb, Elisa - Q14135

Número de artículo: CM0020815



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra VGLL4 humano, adecuado para Western blot y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la regulación transcripcional y los mecanismos de coactivación nuclear.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	VGLL4 pAb de conejo
Observaciones/Alias	VGL-4; VGLL4
Especie	Humano
ID del gen	9686 (humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 96-296 de VGLL4 humano (NP_001121691.1)
Origen	Hámster
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	Q14135
Peso de la proteína	31 kDa
Envío	Bolsa de hielo