


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Vgll4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q80V24

Número de artículo: CM0019211



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-Vgll4 validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Adecuado para la investigación del cofactor de transcripción Vgll4. Immunógeno recombinante (aa 1-287).

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	pAb de Conejo Vgll4
Observaciones/Alias	VGL-4, Vgll4
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	9686
GeneID (Ratón)	232334
Immunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-287 del Vgll4 de ratón (NP_808351.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q80V24
Peso Proteico	31 kDa
Envío	Bolsa de hielo