

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Vglut1 Para Wb, If-P, Elisa - Q9P2U7

Número de artículo: CM0020903

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo VGLUT1 para aplicaciones de WB, IF-P, ELISA. Validado en Humano, Ratón, Rata. Dirigido al transportador vesicular de glutamato 1 (SLC17A7) para investigación en neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	VGLUT1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	BNPI; VGLUT1; SLC17A7
Especies	Humano
GeneID (Humano)	57030
GeneID	57030
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de VGLUT1 humano (NP_064705.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9P2U7
Peso Proteico	62kDa
Envío	Bolsa de hielo