


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Vhl Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P40337

Número de artículo: CM0017122



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a VHL (pVHL, RCA1). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de la vía HIF y la supresión tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	VHL Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RCA1; VHL1; pVHL; HRCA1; VHL
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7428
GeneID	7428
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 87-186 de VHL humano (NP_000542.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P40337
Peso de la proteína	24kDa
Envío	Bolsa de hielo