

Anticuerpo Monoclonal Anti-Biii-Tubulina Para If, Ihc, Elisa - Q13509

Número de artículo: CM0002273



Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón dirigido contra TUBB3 humano (β III-Tubulina, Q13509). Validado para IF, IHC-P y ELISA; reacciona cruzadamente con ratón y rata. Esencial para el estudio del desarrollo neuronal, la guía axonal y la biología del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Ratón anti- β III-Tubulina
Observaciones/Alias	CDCBM; FEOM3; TUBB4; CDCBM1; CFEOM3; beta-4; CFEOM3A; [Validado por KD] β III-Tubulina
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10381
GeneID	10381
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 40-260 de la TUBB3 humana (Q13509).
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13509
Peso Proteico	50kDa
Envío	Bolsa de hielo