

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Biii-Tubulina Para Wb, If, Ihc-P, Elisa - Q13509

Número de artículo: CM0003139



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que se dirige a la β III-tubulina humana (TUBB3), validado para WB, IF, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigaciones en neurociencia y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo β III-Tubulina
Observaciones/Alias	CDCBM; FEOM3; TUBB4; CDCBM1; CFEOM3; beta-4; CFEOM3A; β III-Tubulina
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10381
GeneID	10381
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13509
Peso Proteico	50 kDa
Envío	Bolsa de hielo