

Anticuerpo Monoclonal Anti-Biii-Tubulina (Tubb3) Para Wb, Ip, If, Ihc Y Elisa - Q13509

Número de artículo: CM0007312



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti- β III-tubulina validado mediante KO para WB, IP, IF, IHC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano y ratón. Ideal para estudios de orientación axonal y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti- β III-tubulina [validado mediante KO]
Observaciones/Alias	CDCBM, FEOM3, TUBB4, CDCBM1, CFEOM3, beta-4, CFEOM3A, cadena beta-3 de la tubulina, cadena beta-4 de la tubulina, beta-III de la tubulina
Especie	Humano
GeneID (humano)	10381
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 351-450 de β III-tubulina (NP_006077.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q13509
Peso de la proteína	50 kDa
Envío	Bolsa de hielo