

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Biii-Tubulina (Tubb3) Para Wb Y Elisa - Q13509

Número de artículo: CM0022127



Introducción

Anticuerpo Policlonico de Conejo Anti-βIII-Tubulina validado para WB y ELISA en muestras humanas, de ratón y rata. Ideal para estudios de dinámica de microtúbulos, desarrollo neuronal y marcadores tumorales. 50kDa - Q13509.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	βIII-Tubulina Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CDCBM; FEOM3; TUBB4; CDCBM1; CFEOM3; beta-4; CFEOM3A; βIII-Tubulina
Especie	Humano
GeneID (humano)	10381
GeneID	10381
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 40-260 de la βIII-Tubulina/β3-Tubulina humana (NP_006077.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13509
Peso de la Proteína	50kDa
Envío	Bolsa de hielo