

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Villina-1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P09327

Número de artículo: CM0006757



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la Villina-1 humana, validado para aplicaciones de WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para el estudio de la dinámica de actina, biología de células epiteliales y estructura de microvellosidades.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Villin1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	VIL; D2S1471; Villin1
Especie	Humana
GeneID (Humano)	7429
GeneID	7429
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-827 de la Villina 1 humana (NP_009058.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P09327
Peso de la proteína	93kDa
Envío	Bolsa de hielo