

Anticuerpo Policlonal Anti-Proteína Similar A Villina (Vill) Para Wb, If/Icc Y Elisa - O15195

Número de artículo: CM0014913

Introducción

CamelBio ofrece VILL Rabbit pAb, un anticuerpo policlonal validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con la proteína similar a villina humana, de ratón y de rata, un posible supresor tumoral. Ideal para la investigación oncológica y los estudios del citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	VILL Rabbit pAb
Observaciones/alias	VILL
Especie	Humana
GeneID (humano)	50853
GeneID	50853
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 637-856 de VILL humana (NP_056957.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
SWISS	O15195
Peso de la proteína	96 kDa
Envío	Bolsa de hielo