


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Vimentina (Fosfo S83) Para Wb Y Elisa - P08670

Número de artículo: CM0001012



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo fosfoespecífico contra vimentina en la posición S83, validado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para investigación de células mesenquimales, citoesqueleto y migración celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-vimentina fosforilada S83
Observaciones/Alias	VIM; CTRCT30; HEL113; vimentina; Phospho-Vimentin-S83
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7431
GeneID	7431
Inmunógeno	Péptido sintético - Péptido sintético fosforilado alrededor de la posición S83 de la VIM humana (NP_003371.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos fosforilados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08670
Peso de la proteína	54kDa
Envío	Bolsa de hielo