


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Vimentina [Validado Por Kd] Para Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P08670

Número de artículo: CM0003625



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado por KD contra Vimentina, adecuado para Western blot, inmunoprecipitación, inmunofluorescencia e inmunohistoquímica. Reacciona con Vimentina humana, de ratón y de rata. Péptido inmunógeno de 367-466 de la Vimentina humana.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KD] Vimentina mAb de Conejo
Observaciones/Alias	CTRCT30, HEL113, Vimentina, VIM, vimentina, in
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	7431
ID de Gen	7431
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 367-466 de la Vimentina humana (P08670)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08670
Peso Proteico	54 kDa
Envío	Bolsa de hielo