


Anticuerpo Monoclonal Anti-Vinculina Para Wb, If-P, Elisa - P18206

Número de artículo: CM0011431



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Vinculina validado para WB, IF-P y ELISA. Reacciona con la Vinculina humana, de ratón y de rata (Swiss-Prot: P18206). Ideal para estudiar la adhesión celular, las adhesiones focales y la dinámica del citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Vinculina Rabbit mAb
Observaciones/Alias	MV; MVCL; CMD1W; CMH15; HEL114; Vinculina
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	7414
ID de Gen	7414
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 800-900 de la Vinculina humana (NP_054706.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P18206
Peso Proteico	124kDa
Envío	Bolsa de hielo