


Anticuerpo Monoclonal Anti-Vinculina Para Wb, Ihc-P, Elisa - P18206

Número de artículo: CM0007505



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Vinculina validado para WB, IHC-P y ELISA. Detecta vinculina humana, de ratón y rata (P18206). Ideal para investigación de adhesión celular, adhesiones focales y citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Vinculina Rabbit mAb
Notas / Alias	MV; MVCL; CMD1W; CMH15; HEL114; Vinculina
Especie	Humana
GeneID (Humano)	7414
GeneID	7414
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P18206
Peso de la proteína	124kDa
Envío	Bolsa de hielo