


Anticuerpo Monoclonal Anti-Vip Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P01282

Número de artículo: CM0006589



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-VIP de alto rendimiento para WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Detecta VIP humano, un neuropéptido implicado en la vasodilatación, la función del SNC y la relajación del músculo liso. Ideal para investigaciones en neurociencia y cardiovasculares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-VIP
Observaciones/Alias	PHM27; VIP
Especie	Humana
GeneID (humano)	7432
GeneID	7432
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P01282
Peso de la proteína	19 kDa
Envío	Bolsa de hielo