

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Vipas39 Para Wb, Elisa - Q9H9C1

Número de artículo: CM0027338

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra VIPAS39 humano (SPE39, VIPAR). Adecuado para Western blot (WB) y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Útil para estudiar el tráfico endosomal y la polaridad epitelial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	VIPAS39 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SPE39; VIPAR; SPE-39; VPS16B; hSPE-39; C14orf133; VIPAS39
Especie	Humano
GeneID (Humano)	63894
GeneID	63894
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-220 del VIPAS39 humano (NP_071350.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9H9C1
Peso Proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo