


Anticuerpo Policlonal Anti-Vipr1 Para Wb, Elisa - P32241

Número de artículo: CM0014721



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra VIPR1 (receptor VPAC1) para Western Blot y ELISA. Se dirige contra VIPR1 humano, un receptor acoplado a proteína G activado por VIP y PACAP. Inmunógeno: aa 31-150.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	VIPR1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	II; HVR1; RDC1; V1RG; VIPR; VIRG; VAPC1; VPAC1; VPAC1R; VIP-R-1; VPCAP1R; PACAP-R-2; PACAP-R-2; VIPR1
Especie	Humano
GeneID (humano)	7433
GeneID	7433
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 31-150 de VIPR1 humano (NP_004615.2).
Fuente	Rabbit
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P32241
Peso molecular de la proteína	52 kDa
Envío	Bolsa de hielo