

Anticuerpo Policlonal Anti-Virma/Kiaa1429 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q69Yn4

Número de artículo: CM0020760



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a VIRMA/KIAA1429 humano, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reconoce humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la metilación m6A y el procesamiento de ARN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	VIRMA/KIAA1429 Conejo pAb
Observaciones/Alias	MSTP054; fSAP121; KIAA1429
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	25962
ID de Gen	25962
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1400-1700 de KIAA1429 humano (NP_056311.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q69YN4
Peso Proteico	202kDa
Envío	Bolsa de hielo