

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Virma/Kiaa1429 (Validado Por Kd) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q69Yn4

Número de artículo: CM0009364



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra VIRMA/KIAA1429 humano, validado por KD. Apto para Western blot, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Objetivo para investigación de metilación de ARN m6A y procesamiento de ARN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KD] VIRMA/KIAA1429 Rabbit mAb
Notas / Alias	MSTP054; fSAP121; KIAA1429
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	25962
ID del gen	25962
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 221-320 de VIRMA/KIAA1429 humano (NP_056311.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q69YN4
Peso de la proteína	202kDa
Envío	Bolsa de hielo