

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Vista/B7-H5/Gi24 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H7M9

Número de artículo: CM0020833



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a VISTA humana (B7-H5/GI24/PD-1H), un receptor de punto de control inmunitario negativo. Adecuado para Western blot, inmunohistoquímica (parafina) y ELISA. Presenta reactividad cruzada con rata. Apoya el desarrollo de inmunooncología y ensayos diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	VISTA / B7-H5 / GI24 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	VSIR; B7-H5; B7H5; C10orf54; DD1alpha; GI24; PD-1H; PP2135; SISP1; VISTA; Receptor inmunorregulador de conjunto V; VISTA / B7-H5 / GI24
Especie	Humana
GeneID (humano)	64115
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 33-194 de VISTA / B7-H5 / GI24 humana (NP_071436.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Rata
SWISS	Q9H7M9
Peso de la proteína	33kDa
Envío	Bolsa de hielo