


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Proteína De Unión A La Vitamina D Para Wb, Elisa - P02774

Número de artículo: CM0003669



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante que se dirige a la proteína de unión a la vitamina D humana (DBP, GC, GcMAF). Adecuado para Western blot y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Para la investigación del transporte de vitamina D, eliminación de actina y respuesta inmunitaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Proteína de unión a la Vitamina D mAb de Conejo
Observaciones/Alias	DBP; VDB; GRD3; VDBG; VDBP; GcMAF; DBP/GC; Gc-MAF; DBP-maf; HEL-S-51; Proteína de unión a la Vitamina D
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2638
GeneID	2638
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 305-474 de la proteína de unión a la Vitamina D humana (NP_000574.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P02774
Peso Proteico	53kDa
Envío	Bolsa de hielo