

Anticuerpo Policlonal Anti-Vitronectina Para Wb, Ihc-P, Elisa - P04004

Número de artículo: CM0019344



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la vitronectina humana, validado para WB, IHC-P y ELISA; detecta proteínas humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de adhesión celular y la vía del complemento.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Vitronectina pAb de Conejo
Observaciones/Alias	VN; V75; VNT; Vitronectina
Especie	Humano
GeneID	7448
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 364-478 de la vitronectina humana (NP_000629.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P04004
Peso Proteico	54 kDa
Envío	Bolsa de hielo