


Anticuerpo Monoclonal Anti-Vitronectina (Proteína S, V75) Para Wb Y Elisa - P04004

Número de artículo: CM0011606



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la vitronectina humana (proteína S, V75). Validado para WB y ELISA. Ideal para investigar la adhesión celular, la inhibición del complemento y la biología de la matriz extracelular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-vitronectina
Observaciones/Alias	VN; V75; VNT; Vitronectina
Especie	Humana
GeneID	7448
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 379-478 de la vitronectina humana (P04004).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P04004
Peso de la proteína	54 kDa
Envío	Bolsa de hielo