

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Vnn1 Para Wb Y Elisa - O95497

Número de artículo: CM0028438



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a la VNN1 humana (Panteteinasa), adecuado para aplicaciones de WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón. Útil para estudiar el reciclaje del ácido pantoténico y las vías inflamatorias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	VNN1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	HDLCQ8; Tiff66; VNN1
Especie	Humano
GeneID (humano)	8876
GeneID	8876
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 300-415 de la VNN1 humana (NP_004657.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O95497
Peso Proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo