


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Factor De Von Willebrand (Vwf) Para Wb - P04275

Número de artículo: CM0003056



Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo contra el factor de von Willebrand humano (VWF) está validado para WB y ELISA, y presenta reactividad cruzada con ratón. Diseñado para investigación en hemostasia, se dirige a la proteína VWF involucrada en la adhesión plaquetaria y la estabilización del factor VIII de coagulación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Factor de von Willebrand (VWF) mAb de conejo
Observaciones/Alias	VWD; F8VWF; von Willebrand factor (VWF)
Especie	Humano
GenelD (Humano)	7450
GenelD	7450
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P04275
Peso de la proteína	309kDa
Envío	Bolsa de hielo