

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Vprbp Para Wb Y Elisa - Q9Y4B6

Número de artículo: CM0020493



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra VPRBP (DCAF1) humano, un receptor de sustrato de la E3 ligasa CUL4A-RBX1-DDB1. Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón. Adecuado para estudios de ciclo celular, epigenética e interacción huésped-virus.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	VPRBP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RIP; VPRBP
Especie	Humano
ID del gen	9730
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1058-1396 de VPRBP humano (NP_05518.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q9Y4B6
Peso de la proteína	118kDa/168kDa/169kDa
Envío	Bolsa de hielo