

Anticuerpo Monoclonal Anti-Vps11 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H270

Número de artículo: CM0003904

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra VPS11, validado para aplicaciones de Western blot, IHC-P y ELISA. Detecta VPS11 humano y de ratón, un componente central de los complejos HOPS/CORVET en el tráfico endosomal y la autofagia. Ideal para investigación de IVF y desarrollo de ensayos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	VPS11 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	END1, PEP5, HLD12, RNF108, hVPS11, DYT32, VPS11
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	55823
ID del gen	55823
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de VPS11 humano (Q9H270).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9H270
Peso de la proteína	108kDa
Envío	Bolsa de hielo