

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Vps16 Para Wb Y Elisa - Q9H269

Número de artículo: CM0020319



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra VPS16, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Ideal para estudiar el tráfico endosomal, la autofagia y los trastornos lisosomales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo VPS16
Observaciones/Alias	DYT30; hVPS16; VPS16
Especie (diana)	Humano
GeneID (Humano)	64601
GeneID	64601
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 540-839 de VPS16 humano (NP_072097.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H269
Peso proteico	95kDa
Envío	Bolsa de hielo