

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Vps18 Para Wb Y Elisa - Q9P253

Número de artículo: CM0003210

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido a la VPS18 humana, validado para Western blot y ELISA. Adecuado para la investigación sobre tráfico endosomal, autofagia y función lisosomal. Reactividad por especies: humana.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	VPS18 Rabbit mAb
Notas / Alias	PEP3; VPS18
Especie	Humana
GeneID (Humano)	57617
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 1-100 de la VPS18 humana (Q9P253)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q9P253
Peso de la proteína	110 kDa
Envío	Bolsa de hielo