

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Vps18 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9P253

Número de artículo: CM0023508

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo VPS18 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humanos, ratón y rata. Dirige contra la proteína 18 asociada a la clasificación vacuolar de proteínas, un componente del complejo HOPS/CORVET en el tráfico lisosomal. Ideal para investigación en autofagia y endocitosis.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto           | VPS18 Rabbit pAb                                                   |
| Observaciones/Alias           | PEP3; VPS18                                                        |
| Especie                       | Humano                                                             |
| ID genético (Humano)          | 57617                                                              |
| ID genético                   | 57617                                                              |
| Inmunógeno                    | Péptido sintético Un péptido sintético de la proteína VPS18 humana |
| Origen                        | Conejo                                                             |
| Categoría                     | Anticuerpos policlonales                                           |
| Aplicación                    | WB, IF/ICC, ELISA                                                  |
| Reactividad cruzada           | Humano, Ratón, Rata                                                |
| SWISS                         | Q9P253                                                             |
| Peso molecular de la proteína | 110kDa                                                             |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                     |