


Anticuerpo Monoclonal Anti-Vps24 Para Wb - Q9Y3E7

Número de artículo: CM0002997



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra VPS24 (CHMP3) humano, validado para WB y ELISA. Detecta VPS24 de humano, ratón y rata con un peso molecular predicho de 25 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	VPS24 Rabbit mAb
Notas / Alias	NEDF; VPS24; CGI-149
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51652
GeneID	51652
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 65-220 de VPS24 humano (Q9Y3E7).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y3E7
Peso de la proteína	25kDa
Envío	Bolsa de hielo