


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Vps25 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Brg1

Número de artículo: CM0018127



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra VPS25 humano (subunidad de ESCRT-II), validado para WB, IF/ICC, ELISA, con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para el estudio de la clasificación endosomal y la regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	VPS25 Rabbit pAb
Notas/Alias	DERP9; EAP20; FAP20; VPS25
Especie	Humano
GeneID (Humano)	84313
GeneID	84313
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-176 de VPS25 humano (NP_115729.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BRG1
Peso molecular de la proteína	21kDa
Envío	Bolsa de hielo