


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Vps26A Para Wb, If/Icc, Elisa - O75436

Número de artículo: CM0015666



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo VPS26A validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconoce VPS26A humano, de ratón y de rata, un componente clave del retrómero para la clasificación y reciclaje de carga endosomal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo VPS26A
Observaciones/Alias	HB58; PEP8A; VPS26; Hbeta58; VPS26A
Especies	Humano
ID del Gen (Humano)	9559
ID del Gen	9559
Inmunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 256-327 de VPS26A humano (NP_004887.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O75436
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo