


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Vps28 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uk41

Número de artículo: CM0003742



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-VPS28 validado para WB, IHC-P, ELISA. Reconoce VPS28 de humano, ratón y rata. Ideal para el estudio del complejo ESCRT-I en el tráfico endosomal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	VPS28 mAb de conejo
Observaciones/Alias	VPS28; subunidad de ESCRT-I
Especie	Humano
GeneID (humano)	51160
GeneID	51160
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 122-221 de la proteína VPS28 humana (Q9UK41).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UK41
Peso molecular de la proteína	25kDa
Envío	Bolsa de hielo