


Anticuerpo Policlonal Anti-Vps29 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ubq0

Número de artículo: CM0015670



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra VPS29 humano (SWISS: Q9UBQ0) para aplicaciones de WB, IF/ICC, ELISA. Validado en humano, ratón, rata. Participa en el reciclaje endosomal y el complejo retrómero. Ideal para estudiar los complejos retrómero y retriever, la clasificación de carga y la transcitosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	VPS29 Conejo pAb
Observaciones/Alias	DC7; DC15; PEP11; VPS29
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51699
GeneID	51699
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-186 de VPS29 humano (NP_476528.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UBQ0
Peso Proteico	21kDa
Envío	Bolsa de hielo