

Anticuerpo Policlonal Anti-Vps33B Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9H267

Número de artículo: CM0028872

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a VPS33B humana, adecuado para WB, IF/ICC y ELISA. Presenta reacción cruzada con humanos y ratones. Útil para el estudio del tráfico endosomal y la polaridad celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	VPS33B Rabbit pAb
Observaciones/Alias	KDIDAR; PFIC12; VPS33B
Especie	Humano
GenelD (Humano)	26276
GenelD	26276
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 348-617 de VPS33B humana (NP_061138.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reacción cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9H267
Peso molecular de la proteína	71kDa
Envío	Bolsa de hielo