


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Vps35 Para Wb, Elisa - Q96Qk1

Número de artículo: CM0012788



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra VPS35 humana, validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con VPS35 de humano, ratón y rata. Adecuado para investigación del complejo retromer y la clasificación endosomal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra VPS35
Observaciones/Alias	MEM3; PARK17; VPS35
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55737
GeneID	55737
Inmunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-200 de VPS35 humana (Q96QK1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96QK1
Peso de la proteína	92kDa
Envío	Bolsa de hielo