


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Vps35 Para Wb, Elisa - Q96Qk1

Número de artículo: CM0027992



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-VPS35 validado para WB y ELISA. Dirigido contra VPS35 humano y de ratón (92 kDa, UniProt Q96QK1). Subunidad central del complejo retrómero, esencial para la clasificación de carga endosomal y vinculada a la enfermedad de Parkinson. Adecuado para investigación de tráfico intracelular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	VPS35 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	MEM3, PARK17, VPS35
Especie	Humano
ID del Gen	55737
Immunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-250 de VPS35 humano (NP_060676.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q96QK1
Peso Proteico	92kDa
Envío	Bolsa de hielo