


## Anticuerpo Policlonal Anti-Vps37A Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nez2

Número de artículo: CM0025488



### Introducción

Anticuerpo Policlonal de conejo contra VPS37A validado para Western blot, IF/ICC y ELISA. Reacciona con VPS37A de humano, ratón y rata, una subunidad del complejo ESCRT-I involucrada en la clasificación endosomal y asociada al cáncer de hígado. Ideal para investigación de tráfico vesicular y enfermedades.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Descripción                                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | VPS37A Rabbit pAb                                                                                                                                          |
| Observaciones/Alias | HCRP1; PQBP2; SPG53; VPS37A                                                                                                                                |
| Especie             | Humano                                                                                                                                                     |
| ID del Gen (Humano) | 137492                                                                                                                                                     |
| ID del Gen          | 137492                                                                                                                                                     |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 224-397 de VPS37A humana (NP_689628.2). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                                     |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                                                   |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                          |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                                        |
| SWISS               | Q8NEZ2                                                                                                                                                     |
| Peso Proteico       | 44kDa                                                                                                                                                      |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                             |