


Anticuerpo Policlonal Anti-Vps39 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96Jc1

Número de artículo: CM0018356



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra VPS39 humano. Validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios sobre tráfico vesicular, autofagia y señalización de TGF-beta.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	pAb de Conejo contra VPS39
Observaciones/Alias	TLP; VAM6; hVam6p; VPS39
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23339
GeneID	23339
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 606-875 de VPS39 humano (NP_056104.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96JC1
Peso Proteico	102kDa
Envío	Bolsa de hielo