

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Vps4A Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Un37

Número de artículo: CM0025188



Introducción

Anticuerpo policlonal (pAb) de conejo contra VPS4A validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta VPS4A de humano, ratón y rata. Ideal para investigación sobre tráfico endosomal, citocinesis y gemación viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra VPS4A
Abreviaturas / Sinónimos	SKD1, SKD2, VPS4, SKD1A, CIMDAG, VPS4-1, VPS4A
Especie	Humano
GeneID (humano)	27183
GeneID	27183
Inmunógeno	Péptido sintético / Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-120 de la proteína VPS4A humana (NP_037377.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UN37
Peso molecular de la proteína	49kDa
Envío	Bolsa de hielo