

Anticuerpo Policlonal Anti-Vps54 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9P1Q0

Número de artículo: CM0016337

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-VPS54 validado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta VPS54 humano y de ratón. Adecuado para el estudio del transporte retrógrado, la función del complejo GARP y la investigación de antígenos tumorales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	VPS54 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	WR; HCC8; SLP-8p; VPS54L; hVps54L; PPP1R164; VPS54
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51542
GeneID	51542
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 420-720 del VPS54 humano (NP_001005739.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9P1Q0
Peso Proteico	111kDa
Envío	Bolsa de hielo