

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Vsig1 Para Wb, Elisa - Q86Xk7

Número de artículo: CM0014210

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a VSIG1/GPA34 humana, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de cáncer y tejido gastrointestinal.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | VSIG1 Rabbit pAb                                                                                                                  |
| Anotaciones/Alias   | GPA34; dj889N15.1; 1700062D20Rik; VSIG1                                                                                           |
| Especie             | Humana                                                                                                                            |
| GenelD              | 340547                                                                                                                            |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 50-230 de VSIG1 humana (NP_872413.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                            |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                          |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                         |
| Reactividad cruzada | Humana, Ratón, Rata                                                                                                               |
| SWISS               | Q86XK7                                                                                                                            |
| Peso de la proteína | 42kDa                                                                                                                             |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                    |