

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Vsnl1/Vilip-1 Para Wb Y Elisa - P62760

Número de artículo: CM0006468

Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra VSNL1/VILIP-1 (proteína similar a visinina 1) humano, validado para WB y ELISA. Presenta reacción cruzada con ratón y rata. Ideal para el estudio de señalización dependiente de calcio, neurodegeneración y biomarcadores de la enfermedad de Alzheimer.

[Aprende más](#)

Nombre del producto	VSNL1/VILIP-1 Rabbit mAb
Notas/Alias	HLP3, VILIP, HPCAL3, HUVISL1, VILIP-1, VSNL1/VILIP-1
Especie	Humano
GeneID	7447
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 2-191 de VSNL1/VILIP-1 humano (NP_003376.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62760
Peso molecular de la proteína	22kDa
Envío	Bolsa de hielo