

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Vsnl1/Vilip-1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P62760

Número de artículo: CM0007595

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra VSNL1/VILIP-1 humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Tiene reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Detecta una banda de 22 kDa. Es útil en investigación de neurociencia y la enfermedad de Alzheimer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	VSNL1/VILIP-1 Rabbit mAb
Observaciones/Alías	HLP3; VILIP; HPCAL3; HUVISL1; VILIP-1; VSNL1/VILIP-1
Especie	Humano
GeneID	7447
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 2-191 de VSNL1/VILIP-1 humano (NP_003376.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62760
Peso de la proteína	22kDa
Envío	Bolsa de hielo