

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Vti1A Para Wb, Elisa - Q96Aj9

Número de artículo: CM0029417

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra VT11A humano para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación de transporte vesicular, SNARE y tráfico del Golgi. - Q96Aj9

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	VT11A Conejo pAb
Observaciones/Alias	MMDS3; MVti1; VT11RP2; Vti1-rp2; VT11A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	143187
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-180 de VT11A humano (NP_660207.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96Aj9
Peso Molecular de la Proteína	25kDa
Envío	Bolsa de hielo